



# SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA SELAGEM DE EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO

**Seladora contínua automática hospitalar**

- ✓ Operação mais rápida
- ✓ Leituras mais precisas
- ✓ Tecnologia a serviço da saúde



# CLARI PACK



<b>Sistema de controle</b>	<b>Tela touchscreen de 7 polegadas</b>
<b>Comprimento de corte</b>	<b>≥50mm</b>
<b>Velocidade de corte e selagem</b>	<b>12±0,5m/min</b>
<b>Diferencial de corte</b>	<b>≤1%</b>
<b>Largura do intervalo de selagem</b>	<b>0 - 35 mm ajustável</b>
<b>Largura do perfil selagem</b>	<b>12mm</b>
<b>Temperatura de trabalho</b>	<b>60 – 220°C</b>
<b>Pressão de selagem</b>	<b>85±30N</b>
<b>Diferencial de temperatura</b>	<b>≤1%</b>
<b>Fonte de alimentação</b>	<b>AC 220V ± 10%, 50Hz</b>



Construída de acordo com as normas ISO 11607-2 e EN 868-5

- **Tela touchscreen de 7" com interfaces gráficas para fácil operação, configuração de parâmetros e armazenamento de registros**
- **O controle de temperatura por microcomputador garante uma diferença de temperatura inferior a 1% e a temperatura de trabalho pode ser ajustada entre 60 e 220°C.**
- **Sistema de pré-aquecimento rápido que atinge 180°C em 40 segundos a partir da temperatura ambiente**
- **Sistema de resfriamento para reduzir o tempo de resfriamento ao alternar do modo de alta temperatura para o modo de baixa temperatura**
- **Aquecedor de painel avançado com resistência a altas temperaturas, longa vida útil e alta eficiência de aquecimento**

- **Aquecedor de painel avançado com resistência a altas temperaturas, longa vida útil e alta eficiência de aquecimento**
- **Sistema de segurança que interrompe o dispositivo quando uma diferença de temperatura é detectada**
- **Aquecedor de painel avançado com resistência a altas temperaturas, longa vida útil e alta eficiência de aquecimento**
- **Sistema de standby para economia de energia com tempo de espera e temperatura ajustáveis**
- **Fabricadas em aço inoxidável AISE 304**
- **Modo de teste para selagem e impressão de tempo de esterilização, temperatura, velocidade de selagem, pressão, tempo, operador, número de série e todos os parâmetros relativos para documentação e inspeção**



## **SISTEMA DE IMPRESSÃO**

---



- **Impressora integrada, itens a serem impressos e textos ajustáveis**
- **Tempo de esterilização, prazo de validade, número do lote de esterilização, número do esterilizador, operador, nome do item, nome do departamento e outras informações podem ser impressos na embalagem.**
- **A impressão pode ser ligada/desligada.**



## CLARIS MEDIN LTDA

Endereço: Rua Castro Alves, 1957, Jardim Morumbi, sala 7, Araraquara-SP, Brasil  
Telefone: +55 (16) 3397-8160  
E-mail: [info@clarismedin.com.br](mailto:info@clarismedin.com.br)  
Site: [www.clarismedin.com.br](http://www.clarismedin.com.br)